



## Ficha Técnica **Boquilla**

### Principio

Dispositivo que se acopla al espirómetro con la finalidad de individualizar la utilización del equipo por parte de cada paciente.

**Uso propuesto** ⦿ Para realización de espirometrías

### Función

- ⦿ Evita que el paciente tenga contacto directo con el equipo en uso.
- ⦿ Su uso individual y desechable garantiza la adecuada higiene para cada paciente.
- ⦿ Su revestimiento plástico elimina el efecto adverso del papel, evitando que se adhiera a la piel.

### Características

#### Componentes:

- ⦿ Tubo ensamblado en espiral de forma cilíndrica, conformado por la superposición de cintas de cartón con recubrimiento interno y externo en bond blanco.
- ⦿ Se encuentra plastificada en su revestimiento externo.
- ⦿ Empacada de forma individual y sellada lo que garantiza al paciente su uso único.
- ⦿ Economía en su precio

### Dimensiones

- ⦿ Longitud 60mm
- ⦿ **Diámetro interno:** 26 y 29.2mm. (Dos presentaciones)
- ⦿ **Diámetro externo:** 30 y 33mm. (Dos presentaciones)
- ⦿ **Espesor de pared:** 1.5mm
- ⦿ **Presentación:** Caja x 50 unidades